



**Trio Elite® Smertefri
Klebefjerner spray
say goodbye
to painful
removals**

trio Elite®



svir klebefjernerer din når du sprayer den på huden?

Trio Elite® løsner sterke klebere raskt og smertefritt.



Rask og enkel å bruke
for hurtig og smertefritt
bandasjebytte



Lar huden få puste
Etterlater ingen rester eller
fuktighet på huden



Lindrer irritert hud
Vår unike silikonformel svir
ikke og er snillere mot huden



**Påvirker ikke
klebeevnen til ny
bandasje**



Tørker på sekunder



360° presis spray
Kan sprayes fra
alle vinkler

Trio Elite® Silikon Teknologi

Trio Elite® Smertefri Klebefjerner Spray har en hypoallergenisk formel i 100% silikon som ikke irriterer huden og som raskt begynner å arbeide med å løsne sterke klebere. Designet på flasken bidrar til at Elite kun påføres på det området du selv ønsker, uten noe svinn.

Slik bruker du Trio Elite®

Trio Elisse® bruker «bag in can» teknologi – en bærekraftig emballasje uten forurensende stoffer som brukes i tradisjonelle aerosoler. Emballasjen sikrer at 100% av produktet brukes.



1. Hold Elite® flasken ca. 10 cm fra huden og spray på toppen av hudplaten eller bandasjen.
2. La klebefjernereren få virke.
3. Trekk bandasjen eller hudplaten forsiktig av huden. Hvis det er nødvendig kan du fortsette å spraye Trio Elite for å hjelpe til å løsne
4. Dersom det er kleberester på huden, spray på Trio Elite® og tørk av.



Også tilgjengelig som servietter

Praktisk størrelser når du er ute eller på reise.

(Trio Elite servietter er ikke tilgjengelig på Blåresept)

Trio Elite® er tilgjengelig på Blåresept hos bandagister og apotek over hele landet.

Vi håper du blir fornøyd med Trio Elite®. Dersom du har spørsmål, ønsker mer informasjon eller en gratis prøve, ta kontakt med vårt kundesenter.

Trio Elite® spray

Varenummer

Helfonummer

Pkn

TR201

994195

50ml spray

Trio Elite®

Varenummer

Servietter

TR202

-

30 servietter

**ubri
medical**



ubrimedical.no



921 17 267



post@ubrimedical.no



Trio Healthcare Ltd. Registered in England. No: 05776276. Registered office: Units 2A-2B, Sandylands Business Centre, Carleton New Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2AA, UK.

M10151/no