



Vil du legge Genii Plateforlenger til resepten din?

Vår plateforlenger er en del av et komplett utvalg av Genii hudpleieløsninger tilgjengelig på Blåresept på apotek og hos bandasjister over hele landet. Kontakt oss ved spørsmål, for mer informasjon eller hvis du ønsker å prøve.

Genii Plateforlenger kommer i en størrelse som passer alle typer stomibandasjer.

Genii Plateforlenger

Varenummer	Størrelse	Stomistørrelse	Pakningsstørrelse
TR1060	—	Alle	20

Genii Tetningsring

Varenummer	Størrelse	Stomistørrelse	Pakningsstørrelse
TR1020	Liten	20–35mm	30
TR1028	Medium	35–50mm	30
TR1035	Stor	50–80mm	30

Genii Tetningsring Konveks

Varenummer	Størrelse	Stomistørrelse	Pakningsstørrelse
TR1020CX	Liten	20–35mm	10
TR1030CX	Stor	30–50mm	10



Får du lekkasjer?

Blir tetningsringen eller hudplaten din klebrig eller løser seg opp? Er huden din ujevn, sensitiv, rød eller sår?

Genii tetningsringer er enkle å sette på. De strekker seg ganske enkelt rundt stomien din, uten behov for oppvarming eller forming, og trekker seg deretter tilbake for å gi en tilpasset passform. Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker en gratis prøve.

ubri
medical

 ubrimedical.no

 921 17 267

 post@ubrimedical.no





Genii Plateforlenger Genial for ekstra sikkerhet

 **Genii**





Sikre stomiposen din med myke forlengere i silikon.

Genii™ Plateforlenger er utformet for å sitte rundt kantene av hudplaten og holde hudplaten trygt på plass. Den gir en myk, elastisk, usynlig kant som tilpasser seg din kroppsfasong og gir deg ekstra sikkerhet



Sikkert feste

Passer til alle kroppsfasonger, aktiviteter og temperaturer



Komfortabel

Ultratynn



Vanntett

Velegnet ved svømming, bading og ferier



Meget fleksibel

Gir deg bevegelsesfrihet



Skånsom

Fjernes smertefritt og etterlater ingen rester



Lengre brukstid

Kan gi lengre brukstid av utstyret

hvorfor er Pustende Silikonteknologi bra for huden?


Sil2 Breathable Silicone Technology® er en unik kleber med en silikonsammensetning som føles og puster akkurat som huden. Den fester enkelt og sikkert til huden, men absorberer ikke fuktighet. Den vil ikke svelle, bli klissete eller være smertefull å fjerne. Det betyr at du kan ha den på lengre uten å bekymre deg for lekkasjer.




Slik bruker du Genii Plateforlenger

Det er viktig at du ikke fjerner plastfolien før du setter på plateforlengeren. Følg veiledningen for riktig bruk.

1. Sett hudplaten på som vanlig. Siden plateforlengeren ikke fester til fuktig hud, er det viktig å sørge for at huden rundt hudplaten er helt tørr.
2. Fjern den gjennomsiktige plastfolien merket 1, fra Genii Plateforlenger



3. Fest Genii Plateforlenger til kantene av hudplaten



4. Fjern den hvite plastfolien merket 2, og glatt plateforlengeren ut



Du kan gjøre det samme med en ekstra forlenger. Genii plateforlenger kan plasseres i forskjellige posisjoner rundt hudplaten avhengig av hvilket behov du har.